

施設・病院向け

●おくだけシリーズ®

# たちあっぷⅡ 浴室用

浴室・脱衣場での立ち上がり、移乗をサポート!!

特長

## 工事不要!!「おくだけ」で使用可能

- 必要な場所に「おくだけ」ですぐに使用することができる工事不要の手すりです。

## 水まわりでも安心なステンレス製

- スタンド・ベースはステンレス製。また、フレームもプラスチックをコーティングした手すりなので浴室で安心してご使用できます。

## すべり止め効果に優れたマット

- 鮮やかなオレンジ色で視認性が良いマットは、すべり止めの効果も高く、水まわりでも安心してご使用いただけます。

## 4段階の高さ調整可能

- ご使用に合わせて、70・75・80・85cmと5cm間隔で高さ調整をすることができます。



CKA-Y23




CKA-Y24



たちあっぷⅡ

CKA-Y23 JAN 4979652599575  
148,280円(税抜134,800円)


- 材質  
手すり: プラスチック被覆ステンレスパイプ  
手すりジョイント: プラスチック  
ベース・スタンド: ステンレス  
マット: PVC・マグネット



たちあっぷⅡ

CKA-Y24 JAN 4979652599568  
120,780円(税抜109,800円)

- 材質  
手すり: プラスチック被覆ステンレスパイプ  
手すりジョイント: プラスチック  
ベース・スタンド: ステンレス  
マット: PVC・マグネット



●たちあっぷⅡ 浴室用(CKA-Y23・CKA-Y24)は、浴そう内に入れて使用できません  
●カタログ記載の希望小売価格は、消費税10%の価格です

## 立ち上がり 歩行補助


前・横からの立ち上がり補助、入浴のサポートや、つたい歩きの補助ができます

使用例

立ち上がり



入浴補助・立ち上がり補助



つたい歩き(歩行補助)




## 移乗


L型手すりでシャワーキャリーからシャワーいすへなどの移乗をサポートします

移乗手順


1 手すりをつかみます



2 前方に体重を移動して立ち上がります



3 移乗先にゆっくり腰を下ろします



●掲載製品の仕様・価格は、予告なく変更される場合がございますのでご了承ください

## 矢崎化工株式会社

■本社 福祉介護機器部 〒422-8519 静岡県静岡市駿河区小鹿2-24-1

### ■北海道支店

〒072-0007 北海道美瑛市東6条北8-2-1  
TEL 0126-63-4285 FAX 0126-63-4459

### ■東京支店

〒359-0023 埼玉県所沢市東所沢和田1-38-3  
TEL 04-2944-7113 FAX 04-2944-7007

### ■名古屋支店

〒484-0963 愛知県犬山市宇鶴池48-2  
TEL 0568-67-0111 FAX 0568-67-7219

### ■高松支店

〒761-8058 香川県高松市勸使町227  
TEL 087-866-6411 FAX 087-867-1916

### ■仙台支店

〒981-1223 宮城県名取市下余田字中荷280  
TEL 022-382-2145 FAX 022-382-1099

### ■神奈川支店

〒257-0024 神奈川県秦野市名古木3-4  
TEL 0463-81-4315 FAX 0463-81-4316

### ■大阪支店

〒569-8551 大阪府高槻市大塚町5-1-1  
TEL 072-672-8440 FAX 072-673-8822

### ■九州支店

〒820-0702 福岡県飯塚市平塚481-1  
TEL 0948-72-0310 FAX 0948-72-4026

### ■関東支店

〒373-0823 群馬県太田市西矢島町88  
TEL 0276-38-1511 FAX 0276-38-3522

### ■静岡支店

〒422-8519 静岡県静岡市駿河区小鹿2-24-1  
TEL 054-286-1101 FAX 054-286-3988

### ■広島支店

〒738-0042 広島県廿日市市地御前1-7-17  
TEL 0829-36-1111 FAX 0829-36-3890

お問い合わせ先

介護支援ページ  
**Kaigo-web**



18071909

DW-248-01