

販売名

とめ～る君 GN-001



特許技術による
すり鉢形状

肌にやさしい
医療用発泡体

ガンマ線
滅菌済み



特許技術による、樹脂部分のすり鉢形状が
押圧力を中心に集め効率良く押圧し、
器具がズレないように設計されています。

器具の特徴

- 指で押さえる部分がすり鉢形状で中心に押圧がかかります。
- 樹脂押圧部品が効率よく穿刺部を押圧します。
- フィルムによる個包装で最後まで衛生的にご使用できます。
- 器具の状態が容易に確認できる透明フィルムで包装しています。
- 透明フィルムはどこからでも簡単に切ることができます。

詳細につきましては
担当の営業にお問合せください。




群馬合金株式会社
医療事業部

〒370-0101 群馬県伊勢崎市境東新井1048-19
TEL 0270-76-3501 FAX 0270-76-2582
URL <http://www.gkg-gr.com>

お問合せ gkg-medical@gkg-gr.com

- 透明フィルム個包装で衛生的に使用できます。
- ミシン目部分から、1個ずつ切り離しできます。
- フィルムはどの部分からでも切ることができ、簡単に器具を取り出すことができます。



器具包装状態

- 1シート 10個 (個包装)
- 化粧箱に 200個入り (20シート)

止血用途

カテーテル検査後の止血

- 橈骨動脈アプローチ部止血
- 遠位橈骨動脈アプローチ部止血



人工透析後の止血



専用の止血バンドも準備あります。

医療用発泡体

医療用 PE 樹脂



押圧力を効率よく中心部に集中するよう、樹脂部分の中央部がすり鉢状の凹形状になっています。